



Unomedical

FOR PEOPLE WHO CARE



Дренажная система Passive

Закрытая дренажная система Passive

Щадящее эффективное дренирование без активного вакуума

- Легкая в сборке и использовании система
- Дренаж Spiral из «мягкого» ПВХ 20-го, 24-го и 28-го размера по Шарьеру
- Приводная трубка длиной 90 см
- Дренажный мешок с прозрачной передней стенкой емкостью 700 мл, снабженный невозвратным клапаном лепесткового типа, краном для слива раневого содержимого и армированным отверстием для сливного крана
- Дренажная система Passive Ch 20 отлично сочетается с фиксирующим приспособлением DrainFix 49-685М (для дренажей Ch12-22), что позволяет надежно закрепить дренаж без подшивания



Дренажная система Passive состоит из: дренажного мешка емкостью 700 мл с невозвратным клапаном и сливом, приводной трубки длиной 90 см, коннектора типа «елочка» и дренажа Spiral

Описание изделия	Артикул	Кол-во в упаковке
Система для дренирования Passive CH20	4022918	50
Система для дренирования Passive CH24	4023018	50
Система для дренирования Passive CH28	4023118	50

Все изделия Unomedical имеют CE-марку в соответствии с директивой 93/42/EEC о медицинских изделиях.

ЗАО "Уномедикал"
Россия, 101000, Москва,
Б. Златоустинский пер., 1, стр. 1
Тел.: +7 495 748 7884
Факс: +7 495 748 7894
www.unomedical.ru

Unomedical a/s
Birkerød Kongevej 2
DK-3460 Birkerød
Denmark
Phone +45 48 16 70 00
Telefax +45 48 10 30 00