



Unomedical

FOR PEOPLE WHO CARE



Силиконовые дренажи

Идеальное дренирование ран

Силиконовые дренажи

Инновационные круглые и плоские силиконовые дренажи имеют четыре дренирующих канала, что обеспечивает безупречное дренирование широкого спектра послеоперационных ран в течение длительного времени.

Преимущества силиконовых дренажей

- 4 непрерывных канала значительно увеличивают площадь контакта дренажа с окружающими тканями.
- Обладают повышенной прочностью и гибкостью, обеспечивая эффективный отток жидкости, даже при сильном скручивании.
- Выпускаются различной формы (круглые и плоские), имеют широкий размерный ряд, могут быть снабжены троакарами.
- Дренажи можно присоединить к силиконовому резервуару и проводить активное дренирование раны. Наличие невозвратного клапана и дренажного порта позволяет не рассоединять систему в момент опорожнения и избежать обратного заброса содержимого резервуара в дренаж.

Безопасное дренирование

- Профилированная часть дренажей полностью рентгенопрозрачна, что позволяет, при необходимости, четко визуализировать его положение в ране.
- Специальный профиль дренажей предотвращает инвагинацию тканей в просвет дренажа и связанный с этим риск повреждения тканей в момент заживления раны и при удалении дренажной трубки.
- Наличие невозвратного клапана в силиконовом резервуаре позволяет избежать рассоединение системы и рефлюкса содержимого дренажа в момент опорожнения резервуара, предупреждая риск инфицирования дренажа и послеоперационной раны.
- Дренажи изготовлены из 100% силикона и не содержат латекса.

Экономное дренирование

- Отсутствие врастания тканей, безболезненная длительная установка дренажа в ране и постоянное высокоэффективное дренирование, благодаря применяемым технологиям и материалам, позволяет отказаться от частой смены дренажей и манипуляций, направленных на борьбу с закупоркой дренажных отверстий, что в конечном итоге значительно экономит время медицинского персонала, финансовые средства отделения и приводит к более раннему восстановлению пациента в послеоперационном периоде.










Новые возможности дренирования в хирургии

- Надежное, атравматичное длительное дренирование ран.
- Высокая эффективность при нестандартном расположении дренажа или при его сильном перегибе.
- Отсутствует проблема окклюзии или коллапса дренажа в ране.
- Мягкий и гибкий дренаж создает комфорт пациентам и обеспечивает быстрое заживление раны.



**■ Силиконовые дренажи**

описание продукта	REF	
Плоские дренажи		
Закрытая система для дренирования ран		
Плоский дренаж, белый, 7мм + резервуар 100мл	205100110190	
Плоский дренаж с троакаром, белый, 7мм + резервуар 100мл	205100210190	
Плоский дренаж, белый, 10мм + резервуар 100мл	205100310190	
Плоский дренаж с троакаром, белый, 10мм + резервуар 100мл	205100410190	
Дренажи с троакаром		
Плоский дренаж с троакаром, белый, 7мм	207101310190	
Плоский дренаж с троакаром, белый, 10мм	207101410190	
Дренажи без троакара		
Плоский дренаж, белый, 7мм	207101110190	
Плоский дренаж, белый, 10мм	207101210190	
Круглые дренажи		
Закрытая система для дренирования ран		
Круглый дренаж с троакаром, белый, 10CH + резервуар 100мл	205100510190	
Круглый дренаж с троакаром, белый, 15CH + резервуар 100мл	205100610190	
Круглый дренаж с троакаром, белый, 19CH + резервуар 100мл	205100710190	
Дренажи с троакаром		
Круглый дренаж с троакаром, белый, 10CH	207100710190	
Круглый дренаж с троакаром, белый, 15CH	207100910190	
Круглый дренаж с троакаром, белый, 19CH	207101010190	
Дренажи без троакара		
Круглый дренаж, белый, 10CH	207100210190	
Круглый дренаж, белый, 15CH	207100410190	
Круглый дренаж, белый, 19CH	207100510190	
■ Резервуары		
Силиконовый резервуар 100мл.	205100810190	
Силиконовый резервуар 400мл.	205100910190	
■ Используемый материал (дренажи, резервуар)		
	100 % силикон	

Метод стерилизации - Этилен оксид.

Все продукты Уномедикал имеют марку CE, что соответствует директиве 93/42/ЕЕС для медицинских изделий.

ЗАО «Уномедикал»
101000, Россия, Москва
Б. Златоустинский пер., 1, стр.1
Тел. + 7 495 748 78 84
Факс + 7 495 748 78 94
www.unomedical.ru

Unomedical a/s
Birkerød Kongevej 2
DK-3460 Birkerød
Denmark
Phone +45 48 16 70 00
Telefax +45 48 10 30 00
www.unomedical.com